

PAKIET KRYMINALISTYCZNY

Zestaw do pobierania materia u genetycznego DNA



CE



Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajęc i Tomaszewski Spółka Jawna
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 32
Tel. +48 46 814-44-29, Tel. +48 46 814-37-97, Fax +48 46 814-48-05
e-mail: info@hagmed.com.pl www.hagmed.com.pl

Skład zestawu:

Sterylnie rękawice lateksowe rozmiar 8,5	para 1
Sterylnie pałeczki do pobierania wymazów	sztuk 2
Torebki osuszające	sztuk 2
Koperta bezpieczna	sztuk 1
Bloczek (21 sztuk) kodów kreskowych	sztuk 1
Karta Rejestracyjna Pobrania Próbk	sztuk 1
Szczegółowa instrukcja użycia	sztuk 1

Przeznaczenie

Zestaw przeznaczony jest do pozyskania materiału biologicznego DNA od osób podejrzanych o przestępstwo, bądź pobrania i zabezpieczenia materiałów biologicznych z śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa, wszelkiego rodzaju wydzieliny, krew włosy oraz inne materiały mogące zawierać materiał biologiczny np. niedopałki papierosa, guma do żucia itp. Zestaw może służyć jako narzędzie do pozyskania materiału biologicznego w celu ustalenia ojcostwa, do identyfikacji włók itp.

Bezpieczeństwo

Zestaw chroni i zapewnia osobę badaną i pobierającą materiał genetyczny przed przypadkowym zarażeniem się chorobami zakaźnymi np. HIV, żółtaczką itp.

Wiarygodność

Pobrane do badań próbki transportowane są do laboratorium w specjalnych opakowaniach posiadających najwyższy poziom zabezpieczeń (Debatape plus) wykluczający nieautoryzowane otwarcie pobranej próbki i ingerencję osób postronnych na jej cechy w czasie transportu i magazynowania, co stanowi dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości kluczową rolę.

Unikatowa identyfikację próbk

Każdy zestaw wyposażony jest w bloczek (21 sztuk) kodów kreskowych służących do jednoznacznego i niepowtarzalnego oznaczenia pobranego materiału, dokumentacji i opakowań transportowych, co wyklucza możliwość powstania pomyłki lub zamiany pobranych próbek.

Transport

Pobrane, oznaczone i zapakowane zgodnie z instrukcją próbki mogą być transportowane i magazynowane w warunkach otoczenia, bez konieczności ich zamrażania.

Wyrób jednorazowego użytku o czystości biologicznej PRC Clean

Produkowany zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, MDD 93/42 EEC

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie pod nr PL/ZL 000040Wzór wyrobu zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP



Producent Sprzętu Medycznego
Medical Equipment Manufacturer

www.hagmed.com.pl

