


**ZESTAW-INTRODUKTOR TYPU „PEEL AWAY” DO ELEKTROD**

**Opis produktu**

Introduktry do łatwego umieszczenia elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części.

Sterylny i dostępny w różnych rozmiarach. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne.

Zestaw-introduktor typu „Peel Away” spełnia standardy ISO11070 „Sterylny jednorazowego użytku introduktor naczyniowy”.

Zestaw zawiera:

- Introduktor składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
- Prowadnik  $\varnothing 0,38''$ , długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle.
- Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
- Strzykawka, pojemność 10 ml.

Nr katalogowy	F47505	F47506	F47507	F47508	F47509	F47510	F47610
Rozmiar	5 French (1.73 mm) 13,5 cm	6 French (2.06 mm) 13,5 cm	7 French (2.39 mm) 13,5 cm	8 French (2.72 mm) 13,5 cm	9 French (3.05 mm) 13,5 cm	10 French (3.38 mm) 13,5 cm	10.5 French (3.56 mm) 13,5 cm

Nr katalogowy	F47511	F47512	F47513	F47514	F47515	F4516
Rozmiar	11 French (3.71 mm) 13,5 cm	12 French (4.06 mm) 13,5 cm	13 French (4.37 mm) 13,5 cm	14 French (4.72 mm) 13,5 cm	15 French (5.05 mm) 13,5 cm	16 French (5.38 mm) 13,5 cm

*Istnieje możliwość wykonanie rozmiarów pośrednich po wcześniejszym uzgodnieniu*

PAKOWANIE	
Sposób pakowania	Podwójnie pakowane (wewnętrzne: blister PE-Tyvek; zewnętrzne: torebka papier-PE)
Wielkość handlowa	5 sztuk w pudełku
Sposób sterylizacji	Tlenek etylenu (ETO)
Warunki przechowywania	Temperatura: 0°C ÷ +50°C; Wilgotność względna: 20% ÷ 80%
Termin ważności	3 lata od daty sterylizacji
Spełniane standardy	Dyrektywa 93/42 EEC (D.L. 46/97). Urządzenie klasy IIa. Zestaw- introduktor typu „Peel Away” spełnia standard ISO11070 ‘Sterylny jednorazowego użytku introduktor wewnętrzznaczyniowy ’