

RESEKTOSKOPIA RESECTOSCOPY



CE 1011



Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajęc i Tomaszewski Spółka Jawna
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 32
Tel. +48 46 814-44-29, Fax +48 46 814-48-05
e-mail: info@hagmed.com.pl www.hagmed.com.pl

RESEKTOSKOPIA

ELEKTRODY DO RESEKTOSKOPII JEDNORDZENIOWE Kompatybilne z systemem OLYMPUS

Elektrody są jednorazowymi, sterylnymi, nietoksycznymi i apirogennymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (gruczolaka stercza-prostaty)

Elektrody sterylizowane są promieniami gamma.

Sym - bol	Nazwa	Przeznaczenie
OLY 124	Elektroda do elektroresekcji gruczolaka stercza (kątowna pętla tnąca 30°)	Elektroda służy do przezcewkowego wycięcia (elektroresekcji) gruczolaka stercza pod kontrolą wzroku
OLY 224	Elektroda do elektroresekcji gruczolaka stercza (kątowna pętla tnąca 90°)	
OLY 624	Elektroda do elektroresekcji gruczolaka stercza (pętla prosta)	
OLY 1424	Elektroda do elektroresekcji gruczolaka stercza (kątowna pętla tnąco- waporyzująca)	
OLY 324	Elektroda do elektronacnięcia gruczolaka stercza (nóż)	Elektroda służy do przezcewkowego rozcięcia (elektronacnięcia) pęcherza moczowego i gruczolaka stercza pod kontrolą wzroku
OLY 424	Elektroda do elektrokoagulacji gruczolaka stercza(kulka Ø3)	Elektroda służy do przezcewkowej elektrokoagulacji tkanki pod kontrolą wzroku po przeprowadzonej elektroresekcji gruczolaka stercza.
OLY 524	Elektroda do elektrokoagulacji gruczolaka stercza(kulka Ø5)	
OLY 724	Elektroda do elektrokoagulacji gruczolaka stercza(rolka Ø3)	
OLY 924	Elektroda do elektrokoagulacji gruczolaka stercza(rolka Ø5)	
OLY 824	Elektroda do elektrowaporyzacji gruczolaka stercza(rolka Ø3 rowkowana)	Elektroda służy do przezcewkowego odparowania (elektrowaporyzacji) gruczolaka stercza pod kontrolą wzroku
OLY 1024	Elektroda do elektrowaporyzacji gruczolaka stercza(rolka Ø 5 rowkowana)	
OLY 1124	Elektroda do elektrowaporyzacji gruczolaka stercza(rolka Ø3 spike)	
OLY 1224	Elektroda do elektrowaporyzacji gruczolaka stercza(rolka Ø5 spike)	



Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka jawna

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32

Tel 046 814-44-29, Fax 046 814-48-05

e-mail info@hagmed.com.pl . www.hagmed.com.pl